

5772



**Rundlauf Prüfeinrichtung „control“**  
Concentricity testing „control“  
control de concentricité  
El probador „control“ para la concentricidad



**Öffnungs- und Schließmechanismus**  
opening/closing mechanism  
mécanisme d'ouverture et fermeture  
mecanismo de apertura y cierre



**abgerundete, sichere Kanten und verstärkte Gesamtkonstruktion**  
reinforced locking bar with rounded safe edges  
des bords arrondis plus sûr et construction  
complète robuste  
dantos redondeados y seguros y construcción  
reforzada

**Material:** Medical Kunststoff  
**Farbe:** Hellgrau  
**Aufnahmemöglichkeit:** max. 24 HST  
**Maße:** 75 mm x 29 mm x 62 mm

**material:** medical resin  
**colour:** light grey  
**capacity:** max. 24 HP  
**dimensions:** 75 mm x 29 mm x 62 mm

**materiel:** résine médicale  
**couleur:** gris clair  
**capacité d'insertion:** max. 24 PM  
**dimension:** 75 mm x 29 mm x 62 mm

**material:** resina medical  
**color:** gris claro  
**capacidad:** max. 24 instrumentos con mango PM  
**dimensiones:** 75 mm x 29 mm x 62 mm

## Sterilisierbar bis 180 °C

- für die individuelle und übersichtliche Bestückung mit Behandlungssätzen.
- für die Aufbewahrung von Instrumenten vor, während oder nach der Desinfektion, Reinigung und/oder Sterilisation.
- für alle zugelassenen Desinfektions- und Reinigungs- sowie Sterilisationsmethoden geeignet (siehe Basis-Informationen).

## for sterilization up to 180 °C

- for an individual and clear arrangement of instrument sets.
- for the safekeeping of instruments before, during or after disinfection, cleaning and or sterilization.
- for all approved methods of disinfection, cleaning and sterilization (see basic information).

## stérilisables jusqu'à 180 °C

- pour la composition individuelle et bien disposée des jeux d'instruments.
- pour stocker les instruments avant, pendant ou après la désinfection, le nettoyage et/ou la stérilisation.
- pour toute méthode de désinfection, de nettoyage et de stérilisation (voir informations de base).

## esterilizar hasta 180 °C

- para componer de manera individual y clara, surtidos de instrumentos.
- para almacenar los instrumentos antes, durante o después de la desinfección, de la limpieza y/o bien de la esterilización.
- adecuado para todos los métodos de desinfección, limpieza y esterilización (ver información básica).