

Informationen für Händler

An: Alle SciCan-Händler
Datum: 18. Februar 2022

Betr.: Verfallsdatum der HIP®-Reinigungslösung für HYDRIM® Instrumentenreinigungs- und Desinfektionsgeräte

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

dieses Schreiben dient als Bestätigung, dass die HIP®-Lösung für die von SciCan hergestellten Hydrim Instrumentenreinigungs- und Desinfektionsgeräte keine Wirkstoffe enthält, die sich zersetzen könnten. Alle für die HIP-Rezeptur verwendeten chemischen Substanzen und Tenside sind generell inerte Stoffe, die hochgradig stabil sind und sich nicht abbauen bzw. zersetzen.

Gemäß der folgenden, für HIP® geltenden EG-Verordnungen muss kein Verfallsdatum auf dem Etikett angegeben werden:

- Verordnung (EG) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte, MDR, ANHANG I, KAPITEL III, Abschnitt 23.2 (j): *Fehlt die Angabe des Datums, bis zu dem das Produkt sicher verwendet werden kann, so ist das Herstellungsdatum zu nennen. Das Herstellungsdatum kann als Teil der Los- oder Seriennummer angegeben werden, sofern das Datum klar daraus hervorgeht; Da HIP® stabil ist, ist ein Verfallsdatum auf dem Etikett nicht zweckgemäß.*
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen (CLP): *Keine besondere Anforderung zur Angabe eines Verfallsdatums gemäß dieser Verordnung.*

Bitte kontaktieren Sie uns unter +1-800-667-7733, falls Sie Fragen haben sollten.

Mit freundlichen Grüßen
COLTENE SciCan