




Vollkeramik Fräser
Full-ceramic cutter
Fraises tout-céramique
Fresa totalmente
cerámica



Die spezielle weiße Hochleistungskeramik besticht durch eine hervorragende Bruchzähigkeit und Härte.

Das von 25% bis zu 60% geringere Eigengewicht ermöglicht ein sanfteres Fräsen, was bei der Behandlung von erkrankten Naturnägeln oder auch Kunstnägeln für Patient und Anwender spürbar sein kann. Patienten mit einer starken Metallallergie wird das Plus an Biokompatibilität entgegenkommen.

Die KERA Fräser sind selbstverständlich Medizinprodukte und für **alle zugelassenen Desinfektions- und Sterilisationsmaßnahmen geeignet**.

This special high-performance ceramic captivates through excellent fracture toughness and hardness.

Its 25% respectively up to 60% lower weight facilitates smoother cutting, which both patient and user can noticeably experience during the treatment of diseased natural nails or artificial nails.

Patients who have a strong metal allergy will benefit from the plus in biocompatibility.

KERA cutters are medical devices and **suited for all approved disinfection and sterilization methods**.

La céramique hautes performances blanche spéciale séduit par son excellente résistance à la rupture et sa dureté.





Le poids propre allégé allant 25% à 60% permet une abrasion plus douce, ce qui est ressenti aussi bien par le patient que l'utilisateur lors du traitement d'ongles naturels atteints de maladies ou encore d'ongles artificiels. Les patients souffrant d'une forte allergie aux métaux apprécieront l'avantage en biocompatibilité offert.

Les fraises KERA sont bien sûr des dispositifs médicaux et **conviennent aux mesures de désinfection et de stérilisation autorisées**.

La cerámica especial blanca de alto rendimiento impresiona por su excelente resistencia a la fractura y dureza.

El peso neto desde el 25% hasta el 60% menor permite un fresado más suave, lo que es una gran ventaja para el tratamiento de uñas naturales enfermas o uñas artificiales, puede ser notable para el paciente y el usuario. Los pacientes con una fuerte alergia a los metales se beneficiarán del aumento de la biocompatibilidad.

Las fresas KERA son, por supuesto, productos médicos y **adecuados para las medidas de desinfección y esterilización aprobadas**.

Verzahnungsart type of cuts type de denture tipos de dentado	Instrumentenbeispiel examples of instruments exemples d'instruments ej. de los instrumentos	Anwendung application application aplicaión
grobe gerade Verzahnung, Querhieb (GQSR) coarse straight cut, cross cut denture droite grosse avec taille transversale dentado grueso recto y corte transversal		sehr hohe Abtragsleistung, für grypotisch verdickte Nägel, Orthesenkunststoffen, Acryl very high abrasion performance, for thick gryphotic nails, orthesis silicone, acrylic un pouvoir abrasif très élevé un rendimiento de arranque muy elevado
mittlere X-Verzahnung (X) medium double cut denture croisée moyenne dentado medio cruzado		hohe Abtragsleistung, gezielte Konturierung, Gel with high abrasion performance, specific outlining, gel un pouvoir abrasif élevé un rendimiento de arranque elevado
feine X-Verzahnung (FX) fine double cut denture croisée fine dentado fino cruzado		für die Feinbearbeitung, Nagelhautbearbeitung for delicate treatment, cuticle treatment pour un traitement délicat. Traitement des cuticules Para un tratamiento delicado. Tratamiento de cutículas
SPEED-Verzahnung SPEED-Cut SPEED-Denture SPEED-Dentadura		mit passiver Sicherheit, unverzahnte Stirn , empfehlenswert bei Diabetikern, universal einsetzbar bei Gel und Acryl with passive safety, front without cuts , recommended for diabetic patients, universal use for gel and acrylic Avec sécurité passive front non denté recommandée pour les patients diabétiques, utilisation universelle pour le gel et les acryliques Con seguridad pasiva, frente no dentado, recomendada para pacientes diabéticos, uso universal para gel y acrílica.